

## أحدث جهاز تنظيف وتبييض الأسنان بضغط المياه

### DENTAL WATER JET

وداعاً لمشاكل اللثة المزمنة .  
وداعاً لمشاكل تنظيف تركيبات الأسنان والتقويم .

ينصح به أطباء الأسنان  
للمزايا الآتية :-

- ١- يعمل علي دفع المياه بعمق لتنظيف الفراغات بين الأسنان (البوكيت) وعلاج التهابات اللثة.
- ٢- يقوم بتدليك وتهدة اللثة .
- ٣- ضرورة استخدامه بعد زراعة وتركيب الأسنان للحفاظ عليها, وكذلك أثناء عمليات تقويم الأسنان للأطفال .
- ٤- يغنى عن استخدام خيط الأسنان والخلة والتي تسبب نزيف اللثة والالتهابات .
- ٥- يمكن إضافة غسول الأسنان أو مطهر أو أى وصفات أخرى طبقاً لتعليمات طبيب الأسنان لمقاومة البكتريا الضارة وتحسين رائحة الفم.
- ٦- **خاصة بالمشاهير :-** إضافة غسول تبييض الأسنان للتغلب على مشاكل اصفرار الأسنان وتصبغات الأسنان .
- ٧- **خاصة بالمشاهير :-** ينصح باضافة مغلى القرنفل أو غيره لإزالة الروائح الكريهة من الفم و يجعل رائحة أسنانك جميلة لفترات طويلة .
- ٨- فى حالة الأسنان الحساسة ينصح باستخدام الماء الدافئ لتقليل الحساسية .



ينصح باستخدام WATER JET  
لحفاظ على الأسنان



ينصح بتجنب استخدام خيط الأسنان  
التي تسبب نزيف و التهاب اللثة



ينصح بتجنب استخدام الخلة التي  
تسبب نزيف و التهاب اللثة



تخلل امن للفراغات  
(البوكيت)



التنظيف العميق للأسنان  
وتنظيف التقويم



تدليك اللثة بشكل مريح



**STANDARD ACCESSORIES:**

**محتويات الجهاز الاساسية :**



٥- بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن.



٤- خزان مياه كبير ٢٥٠ ملي لتر- سهل ملء.



٣- رأس مستقيمة لتنظيف سطح الأسنان.



٢- رأس منحنية لتنظيف فراغات الأسنان.



١- رأس نصف دائري لتنظيف الأسنان من الداخل.

**الألوان المتوفرة :**

- متوفر اللون الأسود للزوج (رجل البيت) .

- متوفر اللون الأبيض للزوجة الجميلة .



**طريقة التشغيل**

١- يحتوي على ٤ أنظمة تشغيل:

النظام العالي :

لتنظيف العميق بين الأسنان

النظام المتوسط :

للاستخدام اليومي

النظام المنخفض :

لاستخدام أول مرة وللأسنان الحساسة

النظام النبضي :

للتدليك ومساج اللثة

٢- إمكانية إحناء الجهاز بسهولة

تدفق المياه للأسنان .

٣- مقاوم للمياه سهل التنظيف .

\*ينصح بشحن الجهاز أول مرة شحنة

كاملة .



SCAN ME



للإستفسار و الطلب:

01202615555

MEDICALEMPIRE.COM

خصم خاص جدا  
لأكثر من ٣ أجهزة للعائلة

**أطلب يصلك مندوبنا**